

## Anwendung:

Medizinalsauerstoff wird ab einem Flüssigtank-Verdampfer von 9 bar auf 200 bar verdichtet. Damit werden Medizinalgasflaschen mit einem Volumen von 1 bis 10 Liter umgefüllt.

## Vorteile:

- Es werden weniger Gasflaschen benötigt
- Keine Transportkosten
- Verfügbarkeit während 7 Tagen, 24 Stunden

## Funktion:

Das System besteht aus zwei doppelwirkenden Maximator Kompressoren DLE. Am Ausgang wird der vorgeschriebene Reinheitsgehalt sowie der Umfüllprozess permanent überwacht.

Der minimale Eingangs- und maximale Ausgangsdruck wird von Druckschaltgebern überwacht, damit das System automatisch ein- und ausschaltet.

